


Withings Thermo



QUICK INSTALLATION GUIDE

SNABBINSTALLATIONSGUIDE | ASENNUKSEN PIKAOPAS

Read this manual before use

EN | SW | FI



THANK YOU FOR CHOOSING WITHINGS THERMO

TACK FÖR ATT DU VÄLJER WITHINGS THERMO | KIITOS KUN VALITSIT WITHINGS THERMO



Need help?

Behöver du hjälp? | Tarvitsetko apua?

➔ withings.com/support/thermo

This guide is available in additional languages at: www.withings.com/guides

Box contents


Förpackningens innehåll | Pakkauksen sisältö



Protective cap

SW Skyddskåpa

FI Suojus



Withings Thermo Thermometer

SW Withings Thermo thermometer

FI Withings Thermo termometer



2 AAA (LR03) batteries (already inserted)

SW 2 st AAA-batterier (LR03) (redan isatta)

FI 2 AAA-paristoa (LR03) (valmiiksi paikoillaan)

How to install your Withings Thermo

Så här installerar du Withings Thermo | Withings Thermon asentaminen

4-5

1

Visit thermo.withings.com from your smartphone or tablet, and follow the instructions to install the Withings Thermo app.

SW Besök thermo.withings.com från din smartphone eller surfplatta och följ instruktionerna för att installera Withings Thermo-appen.

FI Vieraile osoitteessa thermo.withings.com älypuhelimella tai tabletilla ja asenna Withings Thermo -sovellus ohjeiden mukaisesti.

How to install your Withings Thermo


Så här installerar du Withings Thermo | Withings Thermon asentaminen

2

In the Thermo app, follow the instructions to install Thermo.

SW I Thermo-appen följer du instruktionerna för att installera Thermo.

FI Noudata Thermo-sovelluksessa Thermon asennusohjeita.



How to take a temperature

Så här tar du temperaturen | Lämpötilan mittaaminen

6-7

1

Remove the green protective cap.


SW Ta bort det gröna skyddslocket.

FI Poista vihreä suojus.

i Clear any sweat or hair from the forehead before taking a measurement.

SW Ta bort svett och hår från pannan innan du gör en mätning.

FI Pyyhkäise mahdollinen hiki tai hiukset pois otsalta ennen mittausta.



How to take a temperature

Så här tar du temperaturen | Lämpötilan mittaaminen

2

Press the button to turn the thermometer on.

SW Tryck på knappen för att slå på termometern.


FI Paina painiketta kuumemittarin käynnistämiseksi.



Clear any sweat or hair from the forehead before taking a measurement.

SW Ta bort svett och hår från pannan innan du gör en mätning.

FI Pyyhkäise mahdollinen hiki tai hiukset pois otsalta ennen mittausta.




3

Starting from the middle of the forehead, slowly scan straight across to the hairline, up to 1cm over the skin.

SW Börja från mitten av pannan och skanna långsamt rakt upp till hårfästet, upp till 1 cm över huden.

FI Aloita otsan keskeltä ja kuljeta mittaria hitaasti otsan poikki hiusrajaan asti, enintään 1 cm etäällä ihosta.



How to take a temperature


Så här tar du temperaturen | Lämpötilan mittaaminen

4

Thermo will vibrate twice when the measurement is complete. The value of the temperature is displayed on the device. The unit of this value is either °F or °C. You can change this unit in the Thermo app settings. If you change the unit, make sure to update your device in the Thermo app settings.

SW Termometern vibrerar två gånger när mätningen är klar. Temperaturvärdet och måttenheten visas på enheten. Denna termometer visar antingen °F eller °C. Du kan ändra denna måttenhet i inställningarna för Thermo-appen. Om du byter måttenhet ska du se till att du uppdaterar din termometer i Thermo-appens inställningar.

FI Thermo värähtää kahdesti, kun mittaus on suoritettu. Mitattu lämpötila näkyy laitteella. Lämpötilan yksikkö on joko °F tai °C. Voit muuttaa mittayksikköä Thermo-sovelluksen asetuksista. Jos muutat yksikköä, muista päivittää laitteesi Thermo-sovelluksen asetuksissa.




5

To assign the temperature to a user, scroll through names on the touch-sensitive zone (1). Press the button to assign the reading (2).

SW För att tilldela temperaturen till en användare bläddrar du genom namnen på den pekkänsliga zonen (1). Tryck på knappen för att registrera värdet (2).

FI Voit määrittää lämpötilan tietylle käyttäjälle selaamalla nimiä kosketusalueelta (1). Määritä lukema painamalla painiketta (2).



How to take a temperature


Så här tar du temperaturen | Lämpötilan mittaaminen

6

A colored LED light indicates the fever level according to the user's age.

SW En färgad LED-lampa anger febernivån i enlighet med användarens ålder.

FI Värillinen LED-valo ilmaisee kuumetason käyttäjän iän mukaisesti.



-  No fever| Ingen feber | Ei kuumetta
-  Mild Fever| Lite feber | Lievä kuume
-  High fever| Hög feber | Korkea kuume

Months | Månader | Kuukautta



36+



3-36



0-3



97°

99°

100°

102°

104°

T (°F)

36°

37°

38°

39°

40°

T (°C)

Important advice

Viktigt råd | Tärkeitä huomioita:

The person being measured must be indoors for 15 minutes prior to taking a reading. | The person being measured must have dry skin. If needed, dry skin with a towel prior to taking a reading. | The person being measured and the thermometer should be in the same ambient temperature for at least 15 minutes prior to taking a reading. | The person being measured should not have exercised within 15 minutes prior to taking a reading. | Don't take a measurement while or immediately after nursing a baby.

SW Personen som mäts måste vara inomhus i 15 minuter före avläsning. | Den person som mäts ska ha torr hud. Torka huden vid behov med en handduk före avläsning. | Den person som mäts och termometern ska vara i samma omgivningstemperatur i minst 15 minuter före avläsning. | Den person som mäts bör inte ha motionerat inom 15 minuter före avläsningen. | Mät inte under eller omedelbart efter amning.

FI Mittauksen kohteena olevan henkilön on oltava sisätiloissa 15 minuuttia ennen lukeman ottamista. | Mittauksen kohteena olevan henkilön iho on oltava kuiva. Kuivaa tarvittaessa iho pyyhkeellä ennen mittausta. | Mittauksen kohteena olevan henkilön ja kuumemittarin tulee olla saman ympäristön lämpötilassa vähintään 15 minuuttia ennen mittausta. | Mittauksen kohteena olevan henkilön ei tule harrastaa liikuntaa 15 minuuttiin ennen mittausta. | Älä tee mittauksia imetyksen aikana tai heti imetyksen jälkeen.

Overview

Översikt | Yleiskatsaus

(A) Main button
SW Huvudknapp
FI Pääpainike


(B) Sensor
SW Sensor
FI Anturi

(C) Screen
SW Skärm
FI Näyttö

(D) Touch-sensitive area
SW Pekkänsligt område
FI Kosketusalue

(E) Diagnostic LED
SW Diagnos-LED
FI Diagnostiikka-LED

(F) Battery cover
SW Batterilock
FI Paristo-osan kansi



Warranty

Garanti | Takuu

UK Withings Two (2) Years commercial guarantee - Withings Thermo Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, France («Withings») warrants the Withings-branded hardware product («Withings») against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

SW Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrike ("Withings") garanterar Withings-märkt hårdvaruprodukt ("Withings-produkt") mot defekter i material och tillverkning när den används normalt i enlighet med Withings publicerade riktlinjer under en period av TVÅ (2) ÅR från datumet för slutanvändarens ursprungliga inköp ("Garantiperiod"). Withings publicerade riktlinjer omfattar men är inte begränsat till information som finns i tekniska specifikationer, säkerhetsinstruktioner eller snabbstartsguiden. Withings does garanterar inte att driften av Withings-produkten kommer att vara avbrottsfri eller felfri. Withings ansvarar inte för skador som uppstår till följd av

underlåtenhet att följa instruktioner som rör Withings-produktens användning.

FI Withingsin kahden (2) vuoden kaupallinen takuu - Withings Thermo Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Ranska ("Withings") myöntää Withings-merkkiselle laitteistotuotteelle ("Withings") takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta normaalissa, Withingsin julkaisemien ohjeiden mukaisessa käytössä KAHDEN (2) VUODEN ajaksi siitä päivästä lukien, jona ostoksen tehnyt loppukäyttäjä on ostanut tuotteen vähittäismyyjältä ("takuu-aika"). Withingsin julkaisemat ohjeet käsittävät muun muassa, mutteivät ainoastaan teknisissä tiedoissa, turvaohjeissa sekä asennuksen pi-kaoppaassa olevat tiedot. Withings ei takaa Withings-tuotteen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Withings ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat Withings-tuotteen käyttöön liittyvien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

EN Withings SA hereby declares that the device Withings Thermo is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be found at: withings.com/compliance

SW Withings SA försäkrar härmed att enheten Withings Thermo uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta krav i EU-direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse finns på: withings.com/compliance

FI Withings SA vakuuttaa täten, että Withings Thermo -laite on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa withings.com/compliance

Mode	Frequency Band (MHz)	Maximum Output Power (dBm)
802.11 b/g/n	2412 - 2462	4.85
BT-LE	2402-2480	-4.01



The crossed-out wheeled bin symbol on your product, battery and/or accessories means that the item is classified as electrical and electronic equipment.



QIG_SCT01_64

WITHINGS

Withings Thermo | Smart temporal thermometer - Model: SCT01 - V1.1

© 2020 Withings SA. All rights reserved.